

## Requisitos para Coleta, Armazenamento e Transporte

### DETECÇÃO DE ARBOVIROSES

**Preparo** Não é necessário jejum;  
Recomenda-se realizar a coleta em até 5 dias após o aparecimento dos sintomas;

	Tipo de Amostra	Tubo	Tampa	Volume	Observações
<b>Amostras</b>	Sangue Total	EDTA K2 com gel separador ou EDTA K3	Roxa, branca ou lilás	4 ml	

**Conservação e prazo de envio** Enviar refrigerado (2 - 8°C) em até 72 horas

**Rejeição de amostras** Amostra hemolisada;  
Amostra coagulada;  
Amostra biológica enviada em temperatura ambiente ou congelada;  
Amostra não estéril e fora do prazo de conservação com temperatura de transporte e prazos inadequados;  
Amostras não identificadas adequadamente.

#### Sobre o exame:

Arboviroses são nomeadas as doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos, sendo as mais comuns: Dengue, zika e Chikungunya.

Este exame realiza a detecção de Zika, Chikungunya e Dengue.

Dúvidas? Conte conosco. Seguem nossos contatos:  
**62 4007-2125 ou 62 9 8438-0700 ou 21 9 9817-3863**