

Requisitos para Coleta, Armazenamento e Transporte

DIAGNÓSTICO MOLECULAR DA COVID-19 RT-PCR

Preparo Não há recomendação de preparo especial para este exame.

	Tipo de Amostra	tubo	Tampa	Volume	Observações
Amostras	Swab de nasofaringe	Tipo Falcon 15ml	-	-	Com solução conservante
	Swab de orofaringe	Tipo Falcon 15ml	-	-	Com solução conservante
	Lavado broncoalveolar	-	-	-	Coleta especializada
	Aspirado traqueal	-	-	-	Coleta especializada

Conservação e prazo de envio

Enviar refrigerado (2 – 8° C) em até 24 horas

Proibido congelar a amostra

Rejeição de amostras

Amostra fora da temperatura de conservação/envio e/ou fora do prazo de envio;

Amostras não identificadas de maneira correta.

Sobre o exame:

Os testes moleculares são considerados padrão ouro para o diagnóstico de doenças infecciosas. No presente teste, ocorre a detecção do SARS-CoV-2, agente etiológico da COVID-19.

Dúvidas? Conte conosco. Seguem nossos contatos:
62 3945-8162 ou 11 91731-7888 ou 71 3013-9600