

Requisitos para Coleta, Armazenamento e Transporte

LÍQUIDO AMNIÓTICO PARA INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO GENÉTICO

Preparo	Não é necessário jejum; Obrigatório o preenchimento do Termo de Consentimento; Obrigatório apresentar comprovante de coleta.				
	Tipo de Amostra	Tubo	Tampa	Volume	Observações
Amostra	Líquido Amniótico	Seringa INJEX	-	20 ml	Sem anticoagulante
Conservação e prazo de envio		Enviar refrigerado (2 - 8°C) em até 48 horas PROIBIDO CONGELAR A AMOSTRA			
Rejeição de amostras		Amostra biológica enviada em temperatura ambiente ou congelada; Amostras não identificadas adequadamente.			
Coleta		Líquido Amniótico: Deve ser coletada diretamente com um médico especialista preferencialmente entre a 15ª e a 20ª semana de gestação. A coleta deve ser feita em uma seringa INJEX (Sem anticoagulante). Junto com a amostra, um termo de ciência para realização do teste utilizando DNA-Fetal deve ser enviado junto com a amostra e uma declaração do médico contendo as informações de data e hora da coleta.			

Dúvidas? Conte conosco. Seguem nossos contatos:
62 4007-2125 ou 62 9 8438-0700 ou 21 9 9817-3863