

## Guia de Exame NIPPT

Preparo Não é necessário jejum.  
Obrigatório o preenchimento do termo de consentimento e ficha de questionário clínico.

Tipo de Amostra	Tubo	Tampa	Volume	Observações
-----------------	------	-------	--------	-------------

Amostra da Mãe	Sangue Total	Tubo cfDNA ou Streck	-	1 tubo com 8-10mL	Inverter gentilmente o tubo 10 vezes
----------------	--------------	----------------------	---	-------------------	--------------------------------------

Tipo de Amostra	Tubo	Tampa	Volume	Observações
-----------------	------	-------	--------	-------------

Amostras do Suposto Pai	Sangue EDTA; e sangue em papel FTA ou Swab Salivar	Tubo EDTA	-	1 tubo com 8-10mL; mancha de sangue coletado em papel FTA ou saliva coletado em swab salivar (meio seco)	Inverter gentilmente o tubo 10 vezes e manter as outras amostras fora de contato direto com outras superfícies.
-------------------------	--	-----------	---	--	---

--	--	--	--	--

Conservação e envio Conservação: Temperatura AMBIENTE (15 - 25°C) – Até 48 horas  
As amostras NÃO PODEM ser refrigeradas

--	--	--	--	--

Amostras recebidas diferente das condições solicitadas (tubo incorreto, volume de amostra impróprio, fora da estabilidade e/ou temperatura incorreta);

Rejeição de amostras Armazenamento e/ou transporte em condições inadequadas;

Identificação incorreta ou inexistente;

Presença de contaminação.

Informações Adicionais Teste NÃO realizado para Gestações gemelares (2 ou mais fetos);

Para gestações gemelares com óbito de um dos embriões/fetos, o teste NÃO pode ser realizado.