

## Requisitos para Coleta, Armazenamento e Transporte

### ENSAIO QUANTITATIVO/QUALITATIVO PARA TRANSCRITO DE BCR/ABL

Preparo Não é necessário jejum;  
Obrigatório o preenchimento do termo de consentimento e ficha de questionário clínico;  
Obrigatório anexar pedido/laudo médico.

	Tipo de Amostra	tubo	Tampa	Volume	Observações
Amostras	Sangue total	EDTA	Roxa	16 ml	-
	Medula óssea	EDTA	Roxa	8 ml	-

Conservação e prazo de envio Enviar refrigerado (2 - 8°C) em até 72 horas

**Proibido congelar a amostra**

Rejeição de amostras Amostra hemolisada;  
Amostra coagulada;  
Amostra biológica enviada em temperatura ambiente ou congelada;  
Amostras sem preenchimento adequado do termo de consentimento e ficha de questionário clínico;  
Amostra não estéril e fora do prazo de conservação com temperatura de transporte e prazos inadequados;  
Amostras não identificadas adequadamente.

Sobre o exame:

Os testes moleculares são ferramentas com ampla aplicação. No presente teste ocorre a investigação de transcritos de BCR/ABL por RT-PCR. O ensaio qualitativo permite o acompanhamento de remissão molecular (eficácia do tratamento).

Dúvidas? Conte conosco. Seguem nossos contatos:  
62 4007-2125 ou 62 9 8438-0700 ou 21 9 9817-3863