

## Requisitos para Coleta, Armazenamento e Transporte

### DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS

Preparo Não há recomendação de preparo especial para este exame.

	Tipo de Amostra	tubo	Tampa	Volume	Observações
Amostras	Swab de nasofaringe	Tipo Falcon 15ml	-	-	Com solução conservante
	Swab de orofaringe	Tipo Falcon 15ml	-	-	Com solução conservante
	Lavado broncoalveolar	-	-	-	Coleta especializada
	Aspirado traqueal	-	-	-	Coleta especializada
	Líquor	Tubo seco	-	1 ml	Coleta especializada

Conservação e prazo de envio

Enviar refrigerado (2 – 8º C) em até 24 horas

**Proibido congelar a amostra**

Rejeição de amostras

Amostra fora da temperatura de conservação/envio e/ou fora do prazo de envio;

Amostras não identificadas de maneira correta.

#### Sobre o exame:

Os testes moleculares são considerados padrão ouro para o diagnóstico de doenças infecciosas. Possuímos testes capazes de detectar os seguintes patógenos; SARS-CoV-2 (OC43, 229E, NL63) , Sincicial A e B, Influenza A e B, H1N1, H3N2, Parainfluenza (1 ,2 ,3 e 4) *Metapneumovirus*, *Adenovirus*, *Enterovirus*, *Rinovirus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Legionella pneumophila*, *Haemophilus influenzae*, *Bordetella parapertussis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Bordetella pertussis* e *Chlamydia pneumoniae*.

Dúvidas? Conte conosco. Seguem nossos contatos:  
62 4007-2125 ou 62 9 8438-0700 ou 21 9 9817-3863